

07072 Pro-Clean rengørings og skimmeltest

Vejledende test til at kontrollere rengøring og skimmelangreb

Pro-Clean reagerer med proteinrester og andre mikroorganismer (skimmel)

- Tag vatpinden ud af hylsteret
- Gnid vatpinden på det område du vil undersøge
- Vatpinden sættes tilbage i hylsteret
- Knæk toppen på plasthylsteret med væske og tryk
- Væsken løber nu ned til vatpinden
- Ryst beholderen i ca. 5 sek.
- Indenfor ca. 8 min. kan du se resultatet – jo hurtigere farveskift jo mere protein - skimmel



Grøn: Godkendt – ingen bemærkninger
Grå: Tvivlsom – mindre mængder protein – skimmel tilstede
Lys Lilla: Kritisk uacceptabel mængde protein – skimmel
Mørk lilla: Uacceptabel mængde protein – skimmel

Pro-Clean er en vejledende selvtest.

Ved angreb i beboelse i større koncentrationer, skal professionel hjælp tilkaldes, da ophold i rum med skimmel er sundhedsfarligt..

Luftfugtighed på RH 80 og derover giver grobund for skimmelvækst.

Mindre angreb i f.eks. Badeværelser og på vinduer kan afvaskes med
Feks. Antikim, Rodalon eller klor.
Klor kan dog blege visse overflader.

Vi forhandler desuden alle former for instrumenter til fugtmåling.



www.juhlp.dk

